

**A.S.L. CN2**Azienda Sanitaria Locale
di Alba e BraVia Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

SC Farmacia Ospedaliera

Direttore: Dr. Sanò Mario

Responsabile dell'istruttoria: Borlengo Alberto

Recapiti a cui rivolgersi:

- ✓ personalmente: P.O. "San Lazzaro" Via P. Belli 26, Alba (CN) – piano interrato
- ✓ telefonicamente: 0173/316 278 – 0173/594213 tramite fax: 0173/316556

tramite e-mail: farmacia.alba@aslcn2.it

Alba, 03.07.2017

PROTOCOLLO				
reg_aslCN2				
REGISTRO A.O.	DATA	NUMERO	TIPO	
	03.07.2017	3175969		
Classificazione				
II	6	04	01	
<i>generale</i>			<i>procedimentale</i>	
Risposta a nota n.			del	

Spett.le

Dr. Monti
Responsabile SS Logisticap.c. Dr. Sanò
Direttore SC Farmacia Ospedaliera**OGGETTO: Gara regolatori di flusso con deflussore**

In relazione alla gara in oggetto risultano pervenute le offerte delle seguenti ditte:

- 1) AIESI
- 2) CSL COMMERCIALE
- 3) EUROSPITAL
- 4) FERRARI
- 5) MEDICA
- 6) RAYS
- 7) BERTONI
- 8) MACROPHARD
- 9) KLINICOM
- 10) CAIR
- 11) CAREFUSION

Dall'analisi della documentazione e dalle prove pratiche sono risultate idonee le offerte delle ditte Eurospital e Ferrari in quanto hanno ottenuto una valutazione qualitativa soddisfacente in tutti i parametri considerati.

Le prove pratiche sono state svolte presso il reparto di Medicina generale PO Alba ed il Servizio Dea – PO Alba valutando i seguenti parametri:

- 1) Precisione dell'erogazione della soluzione
- 2) Manualità
- 3) Semplicità d'uso

www.regione.piemonte.it/sanita



A. S. L. CN2

A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

In relazione al pto 1 si precisa che è stata considerata:

- la velocità d'infusione (bassa a ca. 40ml/h ed alta a ca. 150 ml/h)
- il tipo di soluzione utilizzata (soluzione fisiologica e soluzione glucosata 20%)
- una tolleranza di imprecisione pari a $\pm 10\%$

Dall'analisi della documentazione inviata dalle ditte partecipanti, le ditte Aiesi e CSL commerciale sono da escludere in quanto è stata accertata la non corrispondenza di determinate caratteristiche indicate in capitolato:

-)Ditta AIESI che presenta il dispositivo HOSPIFLOW MACRO cod. AHS134 dotato di Clamp di chiusura non tipo roller,

-)Ditta CSL COMMERCIALE che presenta il dispositivo MASTER FLOW cod. 1001501BCM052 che risulta costituito solamente dal regolatore di flusso (senza il deflussore).

Si tratta pertanto di due offerte inerenti dispositivi non conformi a tutti i requisiti indicati in capitolato.

Le Ditte rimanenti:

- MEDICA
- RAYS
- BERTONI + MACROPHARD (presentano lo stesso dispositivo)
- KLINICOM
- CAIR
- CAREFUSION

hanno prodotto dispositivi non idonei in tutti i parametri considerati, come descritto e motivato nelle schede di valutazione allegate.

Distinti saluti.

Il Dirigente Farmacista
SC Farmacia Ospedaliera
Dott. RIELLA Felice
f.to in originale



www.regione.piemonte.it/sanita

SCHEDA VALUTAZIONE FORNITURA REGOLATORI DI FLUSSO C/ DEFLUSSORE

ARTICOLO: DEFLUSSORE CON REGOLATORE DI FLUSSO CODICE 03508060270

DITTA: CAREFUSION

PARAMETRI	IDONEO	NON IDONEO	MOTIVAZIONE
PRECISIONE		X	Durante la valutazione tempi troppo lunghi rispetto alla velocità impostata Camera di gocciolamento poco componibile, difficoltà a riempire camera di gocciolamento
MANUALITA'		X	regolatore ^{risposta scala numerica} molto rigido
SEMPLICITA' D'USO	X		

GIUDIZIO COMPLESSIVO: non idoneo

Data, li 16/6/2017

FIRMA DEL MEDICO

FIRMA DELLA CAPO SALA

Donella Irene Colusso L

SCHEDA VALUTAZIONE FORNITURA REGOLATORI DI FLUSSO C/ DEFLUSSORE

ARTICOLO: SET PER INFUSIONE CON REGOLATORE DI FLUSSO COD. 2000788

DITTA: CAIR - EMOTEC

PARAMETRI	IDONEO	NON IDONEO	MOTIVAZIONE
PRECISIONE		X	durante la valutazione tempo troppo lungo rispetto alla richiesta impostata
MANUALITA'		X	rotella troppo rigida nell'ultimo camera di regolamento rigida e poco componibile
SEMPLICITA' D'USO		X	regolatore di flusso troppo ruvido al punto di intervento x il disegno EV Perforatore della camera di regolamento poco affilato con conseguenti difficoltà x l'uso nella pratica

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Non idoneo

Data, li 16/6/2017

FIRMA DEL MEDICO

FIRMA DELLA CAPO SALA

Enrico De Luca

SCHEDA VALUTAZIONE FORNITURA REGOLATORI DI FLUSSO C/ DEFLUSSORE

ARTICOLO: DEFLUSSORE CON REGOLATORE DI FLUSSO COD. DID2 175 CAM

DITTA: KLINICOM - CONNITEH

PARAMETRI	IDONEO	NON IDONEO	MOTIVAZIONE
PRECISIONE		X	Troppo veloce e inaffidabile rispetto alla velocità impostata
MANUALITA'		X	Numero della rotella piccolo Camera rigida, poco comprimibile, difficile colata del Raccordo perpendicolare posto al centro con difficoltà a sommare i rapporti su con il display
SEMPLICITA' D'USO	X		

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Non idoneo

Data, li 16/6/2017

FIRMA DEL MEDICO

FIRMA DELLA CAPO SALA

Dr. [Signature]

SCHEDA VALUTAZIONE FORNITURA REGOLATORI DI FLUSSO C/ DEFLUSSORE

ARTICOLO: MEDISOL SET COD ISY32/04D7P8RB

DITTA: MACROPHARM - ITALIAN MEDICAL DEVICES

PARAMETRI	IDONEO	NON IDONEO	MOTIVAZIONE
PRECISIONE		X	Non puo' essere il tempo di infusione (troppo lento)
MANUALITA'		X	Camera di regolamento piccola, rigida e poco componibile. Difficolto' l'uso
SEMPLICITA' D'USO		X	Regolatore difficoltoso nell'uso

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Non idoneo

Data, li 16/6/2017

FIRMA DEL MEDICO

FIRMA DELLA CAPO SALA

Fiorillo Pier Corino L

SCHEDA VALUTAZIONE FORNITURA REGOLATORI DI FLUSSO C/ DEFLUSSORE

ARTICOLO: DEFLUSSORE CON REGOLATORE DI FLUSSO CODICE 07.138B

DITTA: BERTONI NELLO SRL

PARAMETRI	IDONEO	NON IDONEO	MOTIVAZIONE
PRECISIONE		X	Non hanno il tempo di infusione (troppo lento)
MANUALITA'		X	Camera di gocciolamento piccola, pesante rigida e poco compressibile difficile da usare
SEMPLICITA' D'USO		X	Regolatore difficile da utilizzare molto rigido

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Non idoneo

Data, li 16/6/2017

FIRMA DEL MEDICO

FIRMA DELLA CAPO SALA

Enrico Pina Corrado

SCHEDA VALUTAZIONE FORNITURA REGOLATORI DI FLUSSO C/ DEFLUSSORE

ARTICOLO: INFUSION SET COD. DEF2YRLLBD

DITTA: RAYS HEALTH&SAFETY

PARAMETRI	IDONEO	NON IDONEO	MOTIVAZIONE
PRECISIONE		X	troppo lenta la velocità di infusione Più pezzi fallati nella campionatura
MANUALITA'		X	Il roller quando è aperto non riesce ad alterare stabilmente ma non lungo il deflusso
SEMPLICITA' D'USO	X		

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Non idoneo

Data, li 16/6/2017

FIRMA DEL MEDICO

FIRMA DELLA CAPO SALA

Bonelli Piero Corrado

SCHEDA VALUTAZIONE FORNITURA REGOLATORI DI FLUSSO C/ DEFLUSSORE

ARTICOLO: DEFLUSSORE CON REGOLATORE DI FLUSSO COD. DID2 150 CAM

DITTA: MEDICA

PARAMETRI	IDONEO	NON IDONEO	MOTIVAZIONE
PRECISIONE	X		
MANUALITA'		X	l'apertura della confezione richiede tempi troppo lunghi non compatibili con tempi previsti x le terapie
SEMPLICITA' D'USO		X	non idoneo il confezionamento perché no peel-open. L'apertura della confezione richiede l'uso di forbici o "stappatori"

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Non idoneo

Data, li 16/6/2017

FIRMA DEL MEDICO

FIRMA DELLA CAPO SALA

Roberto Gianfrancesco

SCHEDA VALUTAZIONE FORNITURA REGOLATORI DI FLUSSO C/ DEFLUSSORE

ARTICOLO: DEFLUSSORE NORMAL SET COD FD-NDOP2995782-LFDSRBC

DITTA: FERRARI L. DI FERRARI PIETRO SRL

PARAMETRI	IDONEO	NON IDONEO	MOTIVAZIONE
PRECISIONE	X		
MANUALITA'	X		
SEMPLICITA' D'USO	X		

GIUDIZIO COMPLESSIVO:

Idoneo

Data, li 16/6/2017

FIRMA DEL MEDICO

FIRMA DELLA CAPO SALA

Luigi Pire Corduro L

SCHEDA VALUTAZIONE FORNITURA REGOLATORI DI FLUSSO C/ DEFLUSSORE

ARTICOLO: EUROSET COD 1603

DITTA: EUROSPIRAL

PARAMETRI	IDONEO	NON IDONEO	MOTIVAZIONE
PRECISIONE	X		
MANUALITA'	X		
SEMPLICITA' D'USO	X		

GIUDIZIO COMPLESSIVO: Idoneo

Data, li 16/6/2017

FIRMA DEL MEDICO

FIRMA DELLA CAPO SALA

Luca Per Corduro