



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI FINALIZZATI ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI KIT DI MEDICAZIONE PER EMODIALISI OCCORRENTE ALLA S.C. NEFROLOGIA E DIALISI DELL'ASL CN2 ALBA-BRA, PER UN PERIODO DI 48 MESI, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 SU PIATTAFORMA CERTIFICATA SINTEL.

CHIARIMENTO N. 1

Sentita la S.C. Nefrologia e Dialisi si forniscono le risposte ai chiarimenti pervenuti.

Domanda n. 1

Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede cortesemente di voler confermare che la campionatura non debba essere fornita in condizioni di sterilità.

Risposta

Si conferma quanto richiesto, non è necessario che la campionatura sia sterile.

Domanda n. 2

In merito al rif.1 e nello specifico alla "tasca a U protezione CVC" si richiede possibilità di offrire tasca con taglio a Y e cerotti di fissaggio, senza chiusura a velcro.

Risposta

È preferibile chiusura a velcro ma valuteremo anche l'offerta di altri modelli.

Domanda n. 3

Non è precisato per la campionatura quanti pezzi debbano essere consegnati.

Risposta

Per la campionatura le ditte dovranno presentare:

- KIT CATETERE VENOSO CENTRALE AT/ST - Quantità: 2
- KIT MEDICAZIONE DIALISI AT/ST FAV - Quantità: 1

Domanda n. 4

Inoltre chiedo se è possibile presentarli NON sterili solo per visione.

Risposta

Si conferma quanto richiesto, non è necessario che la campionatura sia sterile.



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Domanda n. 5

Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede se sia possibile sostituire i seguenti componenti del KIT FAV:

- 1 confezione di 2 tamponi poliestere diametro cm 3,5 con retina antiaderente
- 1 confezione di 2 cerotti trasparenti cm 10x6 circa

con una confezione contenente 2 tamponi premifistola del diametro di 3,5 cm, montati su cerotto in TNT NON TRASPARENTE, di cm 10x6.

Risposta

Si richiede che i componenti siano separati come in descrizione:

- 1 confezione di 2 tamponi poliestere diametro cm 3,5 con retina antiaderente
- 1 confezione di 2 cerotti trasparenti cm 10x6 circa

I cerotti verranno valutati anche se non trasparenti, ma sono comunque preferibili quelli richiesti.